

吸引汚物の処理、お困りではありませんか！  
ケアフリーバックですっきり解決しました。

# 廃液吸引バック Carefree Bag

特許出願中



## ケアフリーバックの特性

### 低コスト

在宅・福祉施設でも使用し易い様、低価格を実現。

### 安心

廃棄時に、臭気・水分が極力洩れない機密性の高い  
二重構造ジップ式を採用。

### 安全

水漏れ防止の為、剛性の材質を使用し、溶着部は厚味を  
持たせた溶着を採用。

### 省力化

装着時に手間がかからない様、装着の目安に穴開け式を採用。



新鋭工業販売株式会社

# 廃液吸引バック Carefree Bag

安全で清潔、簡単脱着・簡単廃棄できる廃液吸引バックは低コストです。



1

## 吸引バック装着

吸引バックを吸引ボトルに装着する。その際 A、Bの本体フックに吸引バック保持片をAからBにセットし、バックを中に押し込みます。



2

## 汚物の吸引

フタをセットして、電源スイッチをONにし吸引を開始します。

3

## 廃液の凝固

廃液がたまりましたら飛散・流出防止の為、凝固剤を入れます。(添付スプーン大盛4杯約20g) 廃液は30~40秒でゼリー状に凝固します。



4

## 廃棄

廃液が凝固しましたら吸引ボトルから取り出しチャックを閉じ廃棄、焼却処分します。



## ●吸引バックチャックのシール方法



特殊チャックを採用しておりますので袋中央部から閉じると瓜変形の恐れがありますので、**チャック閉じ作業は袋先端部から閉じて下さい。**



廃液凝固剤

廃液吸引バック



廃液吸引バック Carefree Bag	30枚入	20袋
廃液凝固剤 かためるパウダー	600g入	20箱



安全と省力化で医療福祉社会を願う

# 新鋭工業販売株式会社

〒461-0025 名古屋市中区徳川2丁目16番42号 TEL 052 (939) 0700 (代) FAX 052 (939) 0717

製造元

ハイパック株式会社

●詳細お問い合わせ・お求めは当社へどうぞ