



BLUE CROSS

開発から生産まで・・・



ブルークロス 壁掛式吸引器 セパレート VA-1200



開発コンセプトは
『安全 + 排液をこぼさない』です。



シンプルなハンドル付きの吸引ボトルにより、さらに使いやすくなりました。



■ 廃液・洗浄・脱着等の使いやすさを追及した結果、
吸引圧調整器と吸引ボトルを分離させた清潔・安心のセパレートタイプです。



- 吸引圧調整器は持ちやすいデザインとなっており、アウトレットからの脱着も快適に行えます。
- 真空計・吸引圧調整ダイヤル・ON-OFF切り替えのスイッチレバーは、本体の正面にデザインされており操作性に優れています。
- 吸引圧調整器はフロア型サクションでも使用が可能です。

吸引圧調整器

1510090 VA-1200F 吸引圧調整器 …… ¥25,000

※アダプターは K：川重型のみです。

■ バケットハンガーはフックベースとスライドベースの兼用型です。



- 吸引ボトルは軽さと衝撃に強いポリカーボネート製です。
- 吸引ボトルには新設計の逆流防止機能が付いた安全設計です。
- 取り扱いに便利なハンドル付きのため、吸引ボトルの交換や移動が手軽に行えます。
- 患者様や周囲の環境に配慮し、ボトルバケットは廃液が目立ちにくいデザインです。
- 除菌用エアフィルター（疎水性PTFE）は、院内配管など吸引ラインの保護に効果的です。



ブルークロス 壁掛式吸引器 セパレート VA-1200



■ 手提げ式ハンドル付き吸引ボトルはキャップを付けたまま持ち運びできますので、移動時の廃液こぼれによる感染リスクを軽減させます。



■ 吸引の終了後や吸引ボトルの交換時にチューブからの液だれを防止するためのチューブホルダー(4箇所)とカテーテル差しが装備されています。

■ ボトルバケットは、フックベース又はスライドベースの取付位置によって吸引圧調整器の妨げにならないよう左右どちらでも取付可能な設計です。

■ ハンドルカラーは4色から選択可能です。

■ 病棟ごとに色分けしてご利用できます。



1510050 ブルー



1510060 オレンジ



1510070 ミント



1510080 ピンク

VA-1200 ※上記4色のコードよりで指示ください。	
圧力調整範囲	0～80 kPa (0～600 mmHg)
最大吸引圧	配管圧力に準じる
吸引ボトル	1200mL (ポリカーボネイト製)
セット内容 (付属品)	吸引圧調整器、ボトル式、ハンドル式 ボトルバケット、バケットハンガー カテーテル差し、連結ホース、吸引チューブ 除菌用エアフィルター (疎水性PTFE) 1個
¥ 33,000	

※アダプターは、K:川重型のみです。



移動スタンド



酸素吸入器・吸引器は別売です。

酸素吸引共用スタンド

1520010 OV-S 酸素吸引共用 …… ¥44,000
 ※アウトレットチャックは K：川重型のみです。



酸素吸入器は別売です。

酸素スタンド

1520020 OX-S 酸素 1 個用 …… ¥30,000
 1520030 OX-W 酸素 2 個用 …… ¥42,000
 (写真はOX-Sです。)



吸引器は別売です。

吸引スタンド

1520040 VA-S 吸引 1 個用 …… ¥33,000
 1520050 VA-W 吸引 2 個用 …… ¥45,000
 (写真はVA-Sです。)

アウトレット器具

Y型アウトレットチャック

1520060 YO-O₂ 酸素用 …… ¥17,000
 1520070 YO-VA 吸引用 …… ¥17,000
 1520080 YO-AIR 空気用 …… ¥17,000
 1520090 YO-N₂O 笑気用 …… ¥17,000



www.bluecross-e.co.jp



ブルークロスの新キャラクター「エマちゃん」です。

※カタログ表示価格は「メーカー希望小売価格」の為、消費税は含まれておりません。別途消費税が加算されます。

※製品は改良のため、カタログ掲載の仕様と異なる場合もありますので、予めご了承下さい。

®、「ブルークロス」はブルークロス株式会社の登録商標です。

製造元：ブルークロス株式会社 製造販売業許可番号11B1X00023